

GUIA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL

CODIGO: ES GU 06

VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN: 26/04 /14

Página 1 de 5

Cargos Involucrados:

- Enfermera jefe
- Auxiliares de enfermería



Dueño del procedimiento:

- Auxiliares de enfermería



GUIA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL

VERSIÓN 1

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Yenny Sánchez	Enfermera	<i>Yenny Sánchez</i>
REVISÓ	Deyci Bulla	Enfermera Auditora	<i>Deyci Bulla</i>
APROBÓ	Oscar Alberto Sánchez Muñoz	Gerente	<i>Oscar Alberto Sánchez Muñoz</i>

GUIA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL

CODIGO: ES GU 06

VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN: 26/04 /14

Página 2 de 5

Cargos Involucrados:

- Enfermera jefe
- Auxiliares de enfermería



Dueño del procedimiento:

- Auxiliares de enfermería

1. OBJETIVO

Garantías de almacenamiento a los dispositivos médicos en condiciones ambientales que conserve su integridad en esterilidad hasta ser utilizados en los servicios.

2. ALCANCE Y RESPONSABILIDADES

Se considera la custodia del producto estéril desde que es esterilizado, hasta que es distribuido a los servicios.

La enfermera Jefe y las auxiliares de hospitalización, de urgencias, tienen la responsabilidad del funcionamiento seguro de la central de esterilización, con el compromiso de las directivas y personal profesional asistencial.

3. DEFINICIONES

Almacenamiento: es una parte de la Logística que incluye las actividades relacionadas con el almacén; en concreto, guardar y custodiar existencias que no están en proceso de fabricación, ni de transporte. El almacenaje permite acercar las mercaderías a los puntos de consumo.

Estéril: Condición libre de microorganismos viables.

4. NORMATIVIDAD

MANUAL DE BUENAS PRACTICAS EN CENTRALES DE ESTERILIZACIÓN, Ministerio Protección social, Julio 9 de 2004, Resolución 02183

5. DESARROLLO

5.1 GENERALIDADES

5.1.1 Duración del material estéril según el método de esterilización:

El tiempo de duración del material estéril depende de varios factores:

Medios de transporte: Nunca se deben llevar los materiales directamente en la mano a las estanterías. Para su transporte se deben utilizar Cubetas tapadas y esterilizadas Lugar de almacenamiento.

GUIA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL

CODIGO: ES GU 06

VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN: 26/04 /14

Página 3 de 5

Cargos Involucrados:

- Enfermera jefe
- Auxiliares de enfermería



Dueño del procedimiento:

- Auxiliares de enfermería

Manipulación: Desde que el material sale del esterilizador comienza la manipulación de los productos, y esta debe ser siempre la mínima necesaria. Es importante tener en cuenta antes de tocar los envases que contengan productos estériles:

- Dejarlos enfriar antes de su retirada de los esterilizadores para evitar condensados.
- Las manos deben estar limpias y secas.
- Si antes se realizó otra actividad, realizar lavado de manos exhaustivo.
- Quitarse los guantes utilizados para otra actividad y lavarse las manos.
- Transportarse en carros, si el volumen lo requiere, y nunca apoyados a la ropa de trabajo.
- La ropa de trabajo debe estar limpia.

Almacenamiento:

Para los artículos esterilizados en autoclave:

- 15 días cuyo envoltorio sea papel-crepado.
- 15 días doble envoltorio para Hospitalización-Obstétrica.
- 30 días envoltorios grado médico (papel-plástico) y si reúne las condiciones de almacenamiento, 6 meses.

5.1.2 Características generales del área de almacenamiento del material estéril:

- Lugar protegido, libre de polvo, insectos y roedores.
- Superficies lisas y lavables.
- Fácil acceso e identificación de los materiales.
- Circulación restringida.
- Estantes cerrados, para elementos que no roten con frecuencia.
- Almacenamiento, de manera que se utilicen primero los productos con menor tiempo de expiración.
- Proteger con bolsa plástica los elementos que se utilizarán menos. (Aclarar que la cubierta externa no está estéril).
- La Área de esterilización es la responsable del almacenamiento los materiales estériles.

El tiempo estéril de un elemento no lo da el sistema de esterilización empleado, sino las condiciones de empaque, manipulación, transporte y almacenamiento. Mientras el empaque esté integro la esterilidad se mantiene.

GUIA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL

CODIGO: ES GU 06

VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN: 26/04 /14

Página 4 de 5

Cargos Involucrados:

- Enfermera jefe
- Auxiliares de enfermería



Dueño del procedimiento:

- Auxiliares de enfermería

Cuando se rompa el proceso de almacenamiento en cualquiera de sus puntos y se deteriore el empaque, se debe dar inicio nuevamente al proceso de esterilización, COMO SE INDICA EN EL ES-ML-01

GUIA ALMACENAMIENTO DE MATERIAL ESTERIL

CODIGO: ES GU 06

VERSIÓN: 1

FECHA DE EMISIÓN: 26/04 /14

Página 5 de 5

Cargos Involucrados:

- Enfermera jefe
- Auxiliares de enfermería



Dueño del procedimiento:

- Auxiliares de enfermería

FLUJOGRAMA

